

## Audiol®Swim mit Teebaumöl

Audiol®Swim ist die perfekte Lösung, um Ihre Ohren vor dem Eindringen von schmutzigem Wasser zu schützen. Das Produkt ist klinisch erprobt und verhindert Wassereinschluss in den Ohren, der zu Otitis Externa und anderen bakteriellen Infektionen führen kann.

Audiol®Swim sprüht eine dosierte Menge einer einzigartigen Mischung aus Olivenöl und Teebaumöl in das Außenohr und hinterlässt im Gehörgang eine feine Schicht. So wird eine wasserdichte und wasserabstoßende Barriere gebildet, die ein Ansammeln von Wasser verhindert.

Audiol®Swim ist kein Aerosol, sondern ein Dosierspray und enthält 0,5 % Teebaumöl.

Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Audiol®Swim verwenden.

### **VERWENDUNG EINER NEUEN FLASCHE AUDIOL®SWIM mit TEEBAUMÖL.**

■ Wärmen Sie die neue Flasche AudiolSwim® in der Handfläche, schütteln Sie sie gut und drücken Sie den Druckknopf drei oder vier Mal herunter, bis der Inhalt herausgesprüht wird (s. Diagramm B). Halten Sie den Druckknopf dabei nicht in Ihre Richtung oder in Richtung einer anderen Person. Auf diese Weise wird das System betriebsbereit gemacht, und das Produkt kann verwendet werden.

### **BEDIENUNGSHINWEISE**

- Sprühen Sie Audiol®Swim in beide Ohren, bevor Sie ins Wasser gehen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
  - Ziehen Sie die obere Ohrmuschel oder Pinna nach oben und hinten (s. Diagramm A).
  - Halten Sie die Flasche senkrecht mit der Düse in Richtung Ohrkanal. Drücken Sie ein- oder zweimal pro Ohr auf den Druckknopf (s. Diagramm B).
  - Massieren Sie den Tragus (s. Diagramm C).
  - Kippen Sie den Kopf beim Verlassen des Wassers in eine Richtung, damit das Wasser herauslaufen kann (s. Diagramm D).
  - Der Druckknopf kann nach Gebrauch entfernt, in heißem Wasser gereinigt und dann wieder auf die Flasche gesetzt werden.

### **KLINISCHE INFORMATIONEN**

Klinische Tests haben gezeigt, dass AudiolSwim® bei der Verwendung vor dem Eintauchen ins Wasser folgende Eigenschaften besitzt:

- Wassereinschlüsse in den Ohren werden verhindert;
- entzündete/juckende Ohren werden verhindert;
- Reizungen in den Ohren, Hörverlust und Völlegefühl in den Ohren werden verhindert, wodurch sich die Ohren allgemein gesünder anfühlen und weniger von dem Wasser beeinflusst werden.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

■ Olivenöl ist ein natürliches Produkt, das häufig für die tägliche Pflege verwendet wird. Bisher sind bei diesem Produkt keine Nebenwirkungen und keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt. Dieses

Produkt sollte aber nicht verwendet werden, wenn Sie empfindlich auf ölbasierte Produkte reagieren oder gegen sie allergisch sind.

- Klinische Tests haben gezeigt, dass Olivenöl trockene Haut verhindert und dadurch Juckreiz und Reizungen verringert.

- Teebaumöl ist ein natürliches Produkt mit antiseptischen und antibakteriellen Eigenschaften. Bei diesem Öl sind keine Nebenwirkungen bei der in diesem Produkt verwendeten Menge bekannt, und auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten wurden nicht berichtet. Dieses Produkt sollte aber nicht verwendet werden, wenn Sie empfindlich auf ölbasierte Produkte reagieren oder gegen sie allergisch sind.

- Sollten Sie allergisch auf irgendein ölbasiertes Produkt reagieren, dürfen Sie dieses Spray nicht verwenden.

Es gibt keine negativen Nebenwirkungen bei der Verwendung dieses Produkts während der Schwangerschaft oder während des Stillens. Sie sollten aber immer Ihren Arzt vor der Verwendung informieren.

- Es sind keine Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer Über- oder Unterdosierung mit diesem Produkt bekannt.

- Verwendung für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr

- Wenn Sie auf dieses Produkt allergisch reagieren, dürfen Sie es nicht weiterverwenden.

Informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

#### WARNHINWEISE

- Audiol@Swim darf nur von einer Person verwendet werden.

- Wenn Sie Probleme mit dem Außenohr haben oder hatten, sollten Sie vor der Verwendung dieses Produkts mit Ihrem Arzt oder der Arzthelferin sprechen.

- Bewahren Sie Ihr Audiol@Swim-Spray immer bei normaler Raumtemperatur im mitgelieferten Etui auf.

- Das Produkt sollte sechs Monate nach der ersten Anwendung entsorgt werden.

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den Richtlinien der örtlichen Behörden.

- Spray nicht in der Nähe offener Flammen verwenden.

- Audiol@Swim ist kein Medikament. Bewahren Sie aber alle Medikamente immer an einem sicheren Ort auf, wo Kinder sie nicht erreichen können.

- Audiol@Swim darf nur in den Ohrkanal gesprüht werden. Nicht in Augen, Nase oder Mund sprühen.

Audiol@Swim ist ein Medizinprodukt der Klasse 1.

Lizenznehmer: Audine Healthcare

[www.audine.eu/swim](http://www.audine.eu/swim).

Flugblatt produziert im Mai 2016

